

-Products for you-

2100C/MCA

-USB 対応マルチチャンネルアナライザ-



2100C/MCAは
USB インターフェイスを
もった可搬型マルチチャンネル
アナライザです。

仕様

ADC 部

変換方式	ウィルキンソン方式
クロック周波数	150MHz
入力信号	0 ~ 10V ユニポーラパルス
変換利得	1K, 2K, 4K, 8K ch
積分非直線性	±0.05% (フルスケールの95%の範囲)
微分非直線性	±0.75% (フルスケールの95%の範囲)
ULD, LLD	0 ~ 10V 可変
ZERO 調整機能	
GATE 入力機能	
SCA OUT 機能	
外形形状	252mm×170mm×65mm

Windows 対応 MCA ソフトつき

MCA 部

メモリサイズ	8Kch
カウント容量	24bit / ch
プリセットタイム	32bit LIVE/REAL

MCS 部

メモリサイズ	8Kch
カウント容量	24bit / ch
Dwell time	2μ ~ 25500sec
外部制御信号	EXT START, STOP



TEL 029-821-6051 (代表)
FAX 029-821-6054
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3