

-Products for you-

2100C 拡張ユニット



Cバス/スロット: 1スロット

SIZE:170×252×65


動作環境: Windows98/2000/ME/XP

モニタプログラム付属

MCA/PC98BX



MCA/PC98B



お手持ちの弊社製 MCA/PC98BX または MCA/PC98B(A) をケースに収納するだけで USB 対応ポータブルマルチチャンネルアナライザとして性能を際発揮します。

Labo:

TEL 029-821-6051 (代表)
FAX 029-821-6054
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3

(株) ラボラトリ・イクイップメント・コーポレーション