

-Products for you-

DN-9010

- I/F コンバーター -



DN-9010 は、電流値を周波数に変換するモジュールです。電流値は、最小 1pA から変換でき入力レンジは 1p, 100pA でパルス周波数は 500kHz です。

- 1pA では 1pA ~ 0.5 μ A の電流値範囲が測定できます。
- 100pA では 100pA ~ 50 μ A の電流値範囲が測定できます。

仕様

入力レンジ	1pA / 100pA
入力極性	POS / NEG (工場出荷時固定)
パルス周波数	500kHz
入出力チャンネル	1CH
入力端子	BNC コネクタ
入力インピーダンス	10 ¹⁰ Ω 以上
出力パルス	TTL パルス
出力パルス幅	0.5 μ sec
リーク電流	0.5pA 以下
規格	NIM 規格 1 幅
外形寸法	33mm × 250mm × 221mm (突起部は除く)

Labo:

TEL 029-821-6051 (代表)
FAX 029-821-6054
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3