

-Products for you-

DN-9040

-4CH I/F コンバーター-



DN-9040は、電流値を周波数に変換するモジュールです。電流値は、最小1pAから変換でき、周波数特性は500kHzの性能を持っています。

仕様

入力レンジ	1pA
入力極性	POS / NEG (工場出荷時固定)
パルス周波数	500kHz
入出力チャンネル	4CH
入力端子	LEMO コネクタ
出力端子	LEMO コネクタ
入力インピーダンス	$10^{10}\Omega$ 以上
出力パルス	TTL パルス
出力パルス幅	0.5 μ sec
リーク電流	0.5pA 以下
規格	NIM 規格 1 幅
外形寸法	33mm × 250mm × 221mm (突起部は除く)

Labo:

TEL 029-821-6051 (代表)
FAX 029-821-6054
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3