

-Products for you-

# DN-9080

-8CH I/F コンバーター-



DN-9080 は、電流値を周波数に変換するモジュールです。電流値は、最小 1pA から変換でき、周波数特性は 500kHz の性能を持っています。

## 仕様

入力レンジ	1pA
入力極性	POS / NEG (工場出荷時固定)
パルス周波数	500kHz
入出力チャンネル	8CH
入力端子	LEMO コネクタ
出力端子	LEMO コネクタ
入力インピーダンス	$10^{10} \Omega$ 以上
出力パルス	TTL パルス
出力パルス幅	0.5 $\mu$ sec
リーク電流	0.5pA 以下
規格	NIM 規格 1 幅
外形寸法	33mm × 250mm × 221mm (突起部は除く)

**Labo:**

TEL 029-821-6051 (代表)  
FAX 029-821-6054  
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp  
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3