

-Products for you-

IVC-6400

-64CH I/V コンバーター-



IVC-6400 は、電流値を電圧値に変換する I / V コンバータを  
64 個搭載したモジュールです

19 インチ ラックマウントケースだと、最大 256ch の IVC が  
内蔵可能です。

#### 仕様

IVC 計測範囲	10pA ~ 780pA レンジ
IVC チャンネル数	64CH
入力コネクタ部	レモコネクタ × 64
出力コネクタ部	レモコネクタ × 1
出力信号切り替えコネクタ	DSUB 25 ピンコネクタ × 1
電源供給コネクタ	DSUB 9 ピンコネクタ × 1



TEL 029-821-6051 (代表)  
FAX 029-821-6054  
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp  
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3