

-Products for you-

LB-6PA

- ポータブル NIM ビン電源 -
直流安定化電源

LB-6PA は、NIM 規格 1 幅のモジュールを 5 または 6 個収容でき、
高精度、高安定の直流安定化電源を供給するポータブルタイプの NIM ビン電源です。



▲
±24V 電源部

6V 2A
±12V 1A

6 スパンのモジュールを収容できます

±24V 0.5A

5 スパンのモジュールを収容できます

(着脱可能な、NIM1 幅を使用するモジュールで制御します。)

Labo:

TEL 029-821-6051 (代表)
FAX 029-821-6054
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3