

-Products for you-

LB-6PD

- ポータブル NIM ビン電源 -
デジタル NIM 電源

LB-6PD は、NIM 規格 1 幅のモジュールを 6 個収容できる、
スイッチングレギュレータを搭載したデジタル NIM 電源ビンです。



+5V 7A
±12V 1.5A

6 スパンのモジュールを収容できます

※ 弊社製 DN シリーズ (パルスモータコントローラ、カウンタモジュール等)
に使用できます。

※※ LB-6PD タイプは Amplifier, ADC 等の NIM モジュールの電源供給
としては使用できません。LB-6PA タイプ (直流安定化電源) をご利用ください。

Labo:

TEL 029-821-6051 (代表)
FAX 029-821-6054
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3