

-Products for you-

MCA510

- ネットワーク MCA 装置 -

インターフェイス

RJ45 10/100 Mbps イーサネット

PHA 測定

| | |
|-------------|-----------------|
| チャンネルサイズ | 4Kch |
| カウント容量 | 32bit / ch |
| プリセットタイムモード | LIVE / REAL |
| プリセットタイム | 24bit(最大 194 日) |
| タイムユニット | 1sec |

弊社標準ソフトウェアで操作できます。


豊富なアナリシス機能

ピークサーチ、エネルギー校正(自動・手動)、ROI 設定(99 個)
スムージング(3.5, 7, 9 ポイント)、Addition Smoothing、FWHM
オーバーラップ、マーカー設定

ソフトウェア開発のための MCA 制御用の「ライブラリ」(C++, LabVIEW)
を用意しております。



※ ADC500 は別売
定価 ¥262500 (税込)



TEL 029-821-6051 (代表)
FAX 029-821-6054
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3