

-Products for you-

# NT-2400/MCA

マルチチャンネルアナライザ



NT-2400/MCAは、NT-2400コントローラユニットへ内蔵するMCAメモリボードとNIM規格の4803A型200MHz ADCから構成されます。

## MCAメモリボード

チャンネルサイズ	8Kch
カウント容量	24bit/ch
プリセットタイム	24bit
プリセットモード	REAL/LIVE
規格	ISAバス規格ミドル
データ入力部	DSUB 25ピン

## 4803A型ADC

コンバージョン・ゲイン	4Kch
変換方式	ウィルキンソン
クロック周波数	200MHz
入力信号	0~10Vユニポーラパルス
立上り/立下り	0.1 $\mu$ sec~10 $\mu$ sec
パルス幅	最小1 $\mu$ sec~
入カインピーダンス	1K $\Omega$
積分非直線性	$\pm$ 0.05%
微分非直線性	$\pm$ 0.75%
規格	NIM規格1幅



製品には4803A型ADCが付属します



TEL 029-821-6051 (代表)  
FAX 029-821-6054  
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp  
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3