

-Products for you-

NT-2400/MCA

マルチチャンネルアナライザ




NT-2400/MCAは、NT-2400コントローラユニットへ内蔵するMCAメモリボードとNIM規格のADC500 50MHz ADCから構成されます。

MCAメモリボード

チャンネルサイズ	8Kch
カウント容量	24bit/ch
プリセットタイム	24bit
プリセットモード	REAL/LIVE
規格	ISAバス規格ミドル
データ入力部	DSUB 25ピン

ADC500

コンバージョン・ゲイン	4Kch
変換方式	逐次比較型 16bit
クロック周波数	50MHz
入力信号	0~10Vユニポーラパルス
立上り / 立下り	0.1 μ sec ~ 10 μ sec
パルス幅	最小 1 μ sec ~
入カインピーダンス	1K Ω
積分非直線性	$\pm 0.05\%$
微分非直線性	$\pm 0.8\%$
規格	NIM規格1幅



製品にはADC500
が付属します



TEL 029-821-6051 (代表)
FAX 029-821-6054
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3