

-Products for you-

# NT-2400/MCS

マルチチャンネルスケーラ



NT-2400/MCSは、NT-2400 コントローラユニットへ内蔵する  
MCS メモリーボードです。

入力信号	TTL パルス
入力インピーダンス	50Ω
Dwell time	2μsec ~ 25500sec
最大計数率	20MHz
チャンネル間デッドタイム	50nsec
カウント容量	2 <sup>24</sup> -1bit/ch
チャンネルサイズ	8192ch
プリセット回数	2 <sup>32</sup> -1
外部コントロール信号	START/STOP/CLOCK
測定モード	MCSS/MCSR
規格	ISA バス規格

**Labo:**

TEL 029-821-6051 (代表)  
FAX 029-821-6054  
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp  
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3