

-Products for you-

NT-2400/SC

カウンタ / タイマーボード



このモジュールは、NT-2400 シリーズに搭載して、加速器や原子炉施設で利用する放射線カウンタ用の計測用タイマースケラモジュールです。
1枚のボードの上に、1個のプリセットスケラ回路と最大8個のデータスケラ回路を搭載して複数の同時測定を可能にします。
Windows やUNIX から簡単に制御をすることができます。

計数回路容量	24bit
プリセットモード	タイマースケラモード ビームモニタモード 一定時間計数比例モード プリセット計数時間モード
プリセット時間幅	1/100万秒～∞
外部制御機能	測定中のインターバル信号出力 TTL レベル
外部制御入力機能	GATE 入力 TTL レベル
最大連続計数周波数	2.5MHz
形状	ISA コンピュータバス ハーフサイズ

以下 1CH ごとに +¥52500 (税込)



TEL 029-821-6051 (代表)
FAX 029-821-6054
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3