

-Products for you-

# SD-8000

パルスモータドライバー



SD-8000 は最大 8 軸までのモータを駆動するモジュールです。モータ駆動のほか、ゴニオメータに必要なリミッタスイッチ信号、インクリメント・エンコーダ信号をまとめて、この装置から結線できます。

モータ駆動は、最大 160 分周までのマイクロステップ駆動により低振動で滑らかな回転駆動を実現しました。

駆動電圧	DC 50V
駆動モータ結線	ベンタゴン結線・スター結線から選択
駆動電流制御	1 倍, 2 倍, 3 倍 .....160 倍
緊急停止ボタン	押しボタンにより AC 電源切断
制御信号制御	回転方向、リミッタ信号同期切り替え
コントロール入力	モータ制御パルス、リミッタ信号、エンコーダ信号
出力信号	パルスモータドライブ信号
サイズ	EIA 規格ラックマウント



TEL 029-821-6051 (代表)  
FAX 029-821-6054  
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp  
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3