

-Products for you-

# SMS-48

## スペクトル・マルチスケーラ

SMS-48 は短半減期核種のスペクトル情報を時間経過と共に減衰する過程を測定するのに最適なモジュールです。SMS-48 以外に ADC モジュールと MCA メモリモジュールが必要です。

SMS-48 は ADC から波高値データを設定した Dwell time の間、計測して MCA メモリヘデータをストアします。

SMS-48 の Dwell time は  $1\mu\text{sec} \sim 990\text{sec}$  の範囲で設定できます。SMS-48 は上記のようなシーケンスにスペクトルデータを時間経過と共に測定するモードと外部からのトリガー信号でランダムに指定した MCA メモリのページヘデータをストアできるランダムルータ機能もあります。



TEL 029-821-6051 (代表)  
FAX 029-821-6054  
E-mail nonaka@labo-eq.co.jp  
〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3